

よべーる 6800 ワイヤレス音声&ビデオモニター

取扱説明書 保証書

目次

簡単セットアップ	2		
安全上のご注意	3		
各部の名称	6		
機器の設置(送信機/受信機/フロアセンサー)	7		
機器の設置(離床センサー)	8		
機器の設置(赤外線センサー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9		
機器の設定	9		
送信機の登録	10		
その他の機能	10		
こんなときには・・・(故障とお考えになる前に)			
主な仕様	11		
保証書(保証規定)	12		

セット内容

送信機:1台 受信機:1台 ACアダプター:2個(送信機・受信機共用)

ベルトクリップ:1個

専用充電電池:受信機用リチウムイオン電池パック(受信機装着済み)

保証書付き取扱説明書:1冊(本書)

このたびは「よべーる6800」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。取扱説明書に不明な 点がございましたら、取扱説明書裏面の「お客様相談室」までお問い合わせ下さい。 なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読み下さい

- ■本製品はあくまでも介護者さんご自身がご利用者さんの安全を見守るうえでの手助けをするものです。安全を保証するものではありません。
- ■安全性などに関して保証を行うものではなく、万一なんらかの損害が発生したとしても一切の責任を免責させていただきますのでご了承下さい。
- ■一般家庭でのご使用を目的とした製品です。病院などでの業務用にはご使用にならないでください。
- ■本製品は、無線を使用している為、周囲の環境などによって性能に大きな差が現れます。
- ■他の無線機器や電気機器などの影響を受ける場合や、影響を与える場合があります。
- ■受信機(以下「モニター」)あるいは送信機(以下「カメラ」)が次のような場所にある場合は、 電波がさえぎられて動作しない場合があります。
 - □鉄製のドアやシャッター越しなど
 - □鉄製の大きな家具(ロッカーなど)の近く
 - 口地下室やガレージ(車庫など)
 - □鉄筋コンクリートの壁や鉄骨に多く囲まれている場所 (階段やエレベーターなど)
- ■初めてご使用になる場合や、設置場所を変えた時には、動作可能範囲を必ずご確認 下さい。

簡単 セットアップ

製品の詳細は取扱説明書の本文をお読みください。

- ●初めてお使いになる場合は、モニターにACアダプターを接続し、4時間しっかり充電してください。
- ●カメラをご使用になる場所(ベッド元やドア元など)に設置してください。 必要に応じて壁に取り付けることも可能です。
- ●ACアダプターをカメラに接続し電源に差し込んでください。
- ●安全クリップでコードが邪魔にならないように束ねてください。
- ●カメラの電源をONにしてください。
- ●モニターの電源をON(A/V)にします。カメラがある部屋の様子がモニター画面に映り、周辺の音声が聞こえます。
- ●必要に応じて、音量、明暗、角度などの調節をしてください。

安全上のご注意

■本製品を正しく安全に、また良好な状態でお使いいただくために、この安全上のご注意を よく読んで正しくお使いください。

※品質、性能向上、その他の事情で部品を変更することがあります。その際には、本書の内容と一部異なる場合も ありますのであらかじめご了承ください。

- ■ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の方への危害や財産への損害を未然に 防ぐ為の内容を記載しています。必ずお守り下さい。
- ■次の表示区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程 度を説明しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される 内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ※「注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する 重要な内容を記載しています。必ずお守りください。
- ■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示し ます。



分解してはいけないをことを示す 記号です。



濡れた手で扱ってはいけないこと を示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に 濡らしてはいけないことを示す記号 です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行して いただくこと) を示します。



電源プラグをコンセントから抜いて いただくことを示す記号です。

万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください。

次のようなときは、そのまま使用すると火災や感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、ACアダ プターを使用している場合はコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。





● 煙が出ている、変なにおいや音がする(異常状態)

煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。

- 本機の内部に水や異物などが入った
- ●プラグやコード類が異常に熱くなった
- 落としたり、破損した



分解しない

本機を分解、改造しないでください。火災、感電の原因となります。内部の点検、調節、修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



ぬらさない

本機をぬらさないようにご注意ください。 火災、感電の原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしない

発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因と なります。



ACアダプター接続時の注意

次のことをお守りください。誤った使い方をすると発熱などにより火災の原因となります。

- ●ACアダプターはコンセントへ確実に接続 する。コンセントの差し込みがゆるいとき は使用しない。
- ●コードは束ねたまま使用しない。
- ●コンセントや配線器具の定格を超えた 使用はしない。(たこ足配線など)



ACアダプターを抜くときの注意

- ●ぬれた手でACアダプターの抜き差しはしないでください。感電の原因となることがあります。
- ACアダプターを抜くときは、ACアダプター 本体を持って抜いてください。コードを 引っぱるとコードが傷つき火災、感電の 原因となることがあります。
- ●電源プラグがコンセントから抜けない場合、 無理に抜かないでください。 破損し、感電や故障の原因となります。



電源電圧 100V 以外で使用しない

表示された電源電圧(AC100V)以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。



差し込み部分は定期的に点検をする

定期的にACアダプターを抜いて、プラグとコンセントの間に付着したほこり、汚れなどを取り除いてください。ほこりによりショートや発熱が起こり、火災の原因となります。



植込み型心臓ペースメーカーを装着の方は 装着部から30cm以上離して使用すること

電波により植込み型心臓ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。



本機の上に水などの入った容器を置かない

内部に水などが入った場合、火災、感電の原因となります。



充電電池使用上の注意

禁止

充電電池の使い方を誤ると、充電電池の 破裂、液もれにより火災、けがや周囲を 汚損する原因となることがあります。 次のことをお守りください。

- ●指定以外の充電電池は使用しない。
- ●極性(⊕と⊝) に注意し、表示通りに入れる。
- ●充電電池を分解したり、火や水の中に投入しない。 ショートさせない。
- ●ネックレスなどの金属物といっしょにしない。
- ●長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、 充電電池を取り出しておく。 もし、液もれが起こったときは、電池ケースに 付いた液をよく拭き取ってから新しい充電電池を 入れてください。万一、もれた液が身体についた ときは、水でよく洗い流してください。
- ●一般のゴミと一緒に捨てない。 発火・環境破壊の原因となることがあります。 不要となった充電電池は端子にテープなどを 貼り絶縁してから回収を行っている市町村の 指示に従ってください。



ACアダプターのコードを傷つけない

無理な使い方をするとコードが破損しますので、次のようなことはしないでください。

- ●コードの上に重いものを乗せる。
- ●途中でつぎ足したりして加工する。
- ●無理に折り曲げる。
- ●傷をつける。
- ●ねじったり、引っ張ったりする。
- ●熱器具に近づける。

ACアダプターのコードが傷んだときは、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると火災、感電の原因となります。



近くに精密機器がある場所では使用しない

周辺機器への影響や本機が影響を受ける事による重大事故の原因となることがあります。

- ~

4

A注意



使用中の情報機器やテレビ・音響機器の 近くに置かない

禁止

テレビなどに雑音が生じたり、磁気ディスクに 悪影響を与える原因となることがあります。



本機の上に重いものを置かない

本機の故障の原因となることがあります。



設置場所に注意

- ●湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- ●直射日光が当たる場所など温度が高くなる 場所に放置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。
- ●使用条件温度(0℃~40℃の間)以外では使用しないでください。 故障の原因となることがあります。



不安定な場所に置かない

不安定または振動の多い場所、棚などに置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。



電気毛布・電気あんかなどの電気製品と 同時使用しない

禁止

本機の故障や感電の原因となることがあります。



長期間使用しない場合やお手入れの際の 注意

安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。火災の原因になることがあります。



万が一、水などの液体がかかった場合は 直ちにACアダプターをコンセントから抜く

感電、発煙、火災の原因となります。

電波について

■本機の使用周波数に関わるご注意

本機は、2.4 GHz帯の電波を使用する無線設備です。

2.4FH 4

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプターを抜いて、お客様相談室(①3001120ページ)にご連絡いただき混信 回避のための処置等(例えば、パーティションの処置等)についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合等何かお困りのことが起きたときは、お客様相談室 (1207-12ページ)へお問い合わせください。

電波干渉について


本機は、2.4GHz(ギガヘルツ)の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯では、電子レンジや無線LAN機器などが電波を使用していますので、電波干渉により、動作不良をおこす場合があります。また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。


その他


■分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際はお買上げの販売店に修理をご依頼ください。)


各部の名称

【送信機(カメラ)】









機器の設置

送受信機の設置場所は次のような場所をお選びください。

- ●湿気の少ないところ ●埃の少ないところ ●平らで振動の少ないところ
- ●換気の良いところ ●家庭用コンセントが近くにあるところ
- T_n

次のような物の近くには設置しないで下さい。送信可能範囲が狭くなります。

●強化コンクリート ●鏡 ●金属製の棚 ●携帯電話、通話機等強い電磁波を発する物の近く

送信機(カメラ)の接続


- カメラをモニターするご利用者さんから 1 ~2m離して平らな場所に設置してください。必要に応じて壁に取り付けることも出来ます。
- ACアダプターを接続しコンセントに差し 込みます。
- 3. カメラの向きを調節します。カメラ本体を 上に起し左右に動かしてご利用者さんが映 るように調節します。
- **4. 【電源スイッチ】**を ON にスライドして電源 を入れます。

受信機(モニター)の接続

- **1.** モニターを画面が見やすい場所に設置します。
- **2.** ACアダプターを接続しコンセントに差し 込みます。
- **3.** 【電源スイッチ】を【A/V】(オーディオ / ビデオ)にスライドします。電源 LED が点灯します。
 - 音声だけをモニターする場合は、**【電源スイッ** チ】をA(オーディオモード)にスライドします。
- **4.** 必要に応じて音量、明るさ、角度を調節します。
 - 【電源LED】は充電中は赤色に、満充電になると緑色に点灯します。 ※電池切れを避けるため、必要な場合を除いて、出来るだけACアダプターに接続したままお使いになることをお勧めします。



ベルトクリップ を使用してベル トやウェストバ ンドにモニター を取り付けて持 ち運べます。




スタンドを使用してモニターをテーブル上に立てかけることが出来ます。

<u>「フロアセンサー」(オプション)</u> の設置と動作

徘徊の危険のあるご利用者さんがベッドから 降りたり、部屋から出ようとした時に検知する ために使用します。

1. ベッド横 (A設置方法) や部屋の出入り口 (B設置方法) などご利用者さんの行動パターンや動きの速さに応じて設置して使用します。

「徘徊防止用フロアセンサーマット」の設置例



- ※お部屋の状態によって設置場所を工夫 する必要がある場合があります。
- 2. モニター、カメラを左記のとおり設置して、カメラに「フロアセンサーマット」を接続し【センサー切替スイッチ】を【フロア/赤外線】にセットします。
- 「フロアセンサーマット」上に何も無いこ **3.** とを確認して【電源スイッチ】をONにしま す。
- ご利用者さんが「フロアセンサーマット」を 踏むと、モニターからアラーム音が鳴り介 護者さんに知らせます。モニターの画面で も確認できます。
 - 複数のカメラをご使用の場合、 【カメラ切替スイッチ】で選択された カメラに接続されたセンサーのみに 応答します。


「離床センサー」(オプション)の設置と動作


転倒や徘徊の危険のあるご利用者さんが、ベッドから起き上がろうとした時に検知するために使用します。

- 1. 「離床センサーパッド」の置き方はご利用者さんの状況により異なります。下の『離床センサーパッド設置方法』、『離床センサーパッドの設置位置』をご参照ください。
- 2. モニターとカメラを P.7 のとおり設置してカメラに「離床センサー」を接続し【センサー切替スイッチ】を【ベッド】にセットします。

離床センサーパッド設置方法

ご使用の寝具とご利用者さんの間に設置し、ご利用者さんの加圧重力を「離床センサーパッド」でモニターするものです。寝具によっては、離床センサーパッドが動作しない場合があります。





※耐圧分散型マットレスなど柔らかいベッドや布団の場合は プレートを装着してご使用いただけます。(スリムサイズ、 ツインパッドのみのご利用となります。)

- **3.** ご利用者の体重が離床センサーパッド上にかかっていることを確認して、【電源スイッチ】をONにします。
- **4.** ご利用者さんが離床センサーパッドを設置したベッドから離床すると、約2秒~3秒後にモニターからアラーム音が鳴り介護者さんに知らせます。モニターの画面でも確認できます。




複複数のカメラをご使用の場合、 【カメラ切替スイッチ】で選択された カメラに接続されたセンサーのみに 応答します。

離床センサーパッドの設置位置

ご利用者さんの状態と主な使用目的によって設置 位置が異なります。下図イラストを参考にし、適 した設置位置(置き場所と傾き)を工夫してご使 用ください。

A 転倒・転落、徘徊される方 ▶ 背中置き



、離床 センサー パッド 転倒・転落や徘徊の恐れがある場合は、 〔背中置き〕とします。 少しでも起き上がろうと したときにモニターから アラーム音が鳴ります。

B 体動の激しい方 ▶ 背中斜め置き



- 離床 センサー パッド

ある程度自由に体を動かす事ができ、寝返りなどが激しい場合は (背中斜め置き)とします。寝返りだけではアラームは鳴りません。 ご利用者さんが起き上がろ

ご利用者さんが起き上がろうと したときにモニターから アラーム音が鳴ります。

「赤外線センサー (オプション)の設置と動作

転倒や徘徊の危険のあるご利用者さんが、ベッドから 起き上がろうとした時やドア元から出ようとしたとき 検知するために使用します。


- モニターとカメラをP.7のとおり設置して【センサーケーブル】を赤外線センサーの【センサージャック】に接続し、もう片方の先のモジュラージャックを「よべーる6800」のカメラの【センサージャック】に接続して、【センサー切替スイッチ】を【フロア/赤外線】にセットします。
- 2. 「赤外線センサー」の検知範囲内に障害物が無いことを確認して赤外線センサーの【電源スイッチ】を ON の位置にスライドし、カメラの【電源スイッチ】を ON にします。
- **3.** ご利用者さんが「赤外線センサー」をさえぎると モニターからアラーム音が鳴り介護者さんに知 らせます。モニターで画面でも確認できます。




複数のカメラをご使用の場合、 【カメラ切替スイッチ】で選択された カメラに接続されたセンサーのみに応答しま す。

「赤外線センサー」(オプション)設定

- 1. 赤外線センサーに乾電池(9V) を入れるか、 AC アダプター(別売)に接続してコンセント に差込ます。
- **2.** 【電源スイッチ】を【テスト】の位置にスライドして【テストモード】にします。
- 3. 【テストモード】では人が赤外線検知範囲内で動く度に赤外線センサー自体のアラームが【ピッ】と一回鳴ります。【実モード】ではアラーム音は鳴りません。(モニターのアラームが鳴ります。)
- **4.** この【テストモード】で赤外線センサーの設置 場所、角度等を適切な感知範囲となるよう調整 します。





赤外線センサー



電源 ON 時およびテストモードからの切替時にセンサー機能が安定するまで約 16 秒かかります。

機器の設定

ご使用の前に、必ずモニターとカメラの受信範 囲を確認してください。

受信範囲のテストには、一人がカメラの向きを 微調整し、一人はモニターで確認します。

カメラまたはモニター、もしくは両方の機器の 位置を変えることで通信状況が良くなること があります。

必要に応じてモニターの【明るさ調整ボタン】で 画像の調節をしてください。

音声テストには、一人がカメラに向かって話しかけ、一人がモニターで聞こえるかを確認します。通常の声の大きさや、ささやき声で試して、モニターで聞こえるかどうかを確認してください。



通信状況を改善するには:

- ●モニターとカメラの位置を近づける。
- ●モニターを他の無線機器(コードレス電話、トランシーバー等)から離す。少し離すだけで通信状況が改善することもあります。
- ●ハウリングの音がする場合は、カメラとモニターを離してください。

送信機の登録

モニターは最大4台までの カメラを接続でき、番号を 切り替えてそれぞれモニ ターすることが出来ます。



複数のカメラの登録方法

- 1台目のカメラの【電源スイッチ】を ON にして、 背中にある【コード設定ボタン】を細いピンなど で一秒間押してください。カメラの緑の LED が 点滅します。
- 2. モニターの電源を OFF にして、背面の【カメラ 切替スイッチ】を 1 ~ 4 のご使用になる番号へ スライドします。
- 3. 次にモニターの【画像回転ボタン】を押しながら 【電源スイッチ】を【A】(オーディオのみ)または 【AV】(オーディオ&映像)にスライドします。こ のとき【画像回転ボタン】は引き続き 5 ~ 6 秒 間押し続けてください。
- **4.** 設定が完了すると電源 LED が緑色に点灯して 画面に【PAIRED】と表示されます。

2台目以降のカメラの設定も同様に行ってください。

設定の確認

カメラの電源、モニター両方の【電源スイッチ】 を OFF にして再度 ON にしてください。設定した番号のカメラの映像 / 音声が写ります。



カメラ1台、モニター1台のセット品の【カメラ切替スイッチ】は、工場出荷時、【カメラ切替スイッチ】は、工場出荷時、【カメラ切替スイッチ】は番号1に設定されています。

複数のカメラを追加して設定する場合は、番号2から設定を始めてください。

もし、最初の**番号1**を使わず、他の番号に変更する場合は、操作手順1から再度行ってください。

その他の機能

センサー切替スイッチ

●【フロア / 赤外線】:

フロアセンサー・赤外線センサーを使用する時

●【ベッド】: ベッドセンサーを使用する時

A/V(オーディオ/ビデオ)スイッチ


●【A/V】:画像と音声を送信します。

●【A】: 音声のみ送信します。

画面回転ボタン:

【画面回転ボタン】を押すと表示画面を 90 度回転 することが出来ます。もう一度押すと元に戻ります。

表示画面の向きによって視野範囲が異なります。



ナイトビジョン:

暗くなるとカメラは自動的に赤外線カメラに切り 替わり夜間でもクリアな画像を送信します。



通常モードからナイトビジョンへの切り 替わり、及びナイトビジョンから通常モードへの切り替わるのに数秒ほど画面が 静止することがあります。

マルチポジションカメラ:

カメラは様々な角度に変えられますので、出来る だけご利用者さんに向けて設置してください。

アラーム音停止:

センサーが反応したときにモニターから鳴るアラーム音は、モニターについている音量マイナスボタンを押すことで停止できます。

ボタンを押さない場合、アラーム音は20秒後に 自動的に停止します。



アラーム音を停止した後も音量マイナスボタンを押し続けますと音量が下がります。アラーム音停止後は音量に注意してください。

てんなときには・・・(故障とお考えになる前に)

症状	原因	処 置
電源を入れても	コンセントやジャックが きちんと差し込まれていない	コンセントやジャックが差し込 まれているかどうか確認する。
LEDがつかない	モニターの電池の残量がない	ACアダプターで充電する
	モニターの電源が 入っていない	モニターの電源を入れる
映像が映らない	カメラの電源が 入っていない	カメラの電源を入れる
音声も聞こえない	カメラとモニターの 距離が離れすぎている	カメラとモニターの距離を近づける
	カメラとモニターの チャンネルが違う	モニター背面のチャンネルを カメラにあわせる
音声は聞こえるが	画面が暗すぎる	明暗ボタンで明るさを調節する
映像が映らない	モニターの電源スイッチがAに なっている	モニターの電源スイッチを A/Vに合わせる
映像は映るが 音声が聞こえない	音量が小さい	音量ボタンで音量を調整する
映像が止まる	ナイトビジョンとの切り替わり に画面が静止する	数秒待つと映像が動き出す
映像が乱れる、 音声が途切れる	他の無線機器が障害になっている	コードレス電話、トランシーバー、 電子レンジなどの他の無線機器から離す
ハウリング音がする	カメラとモニターが近すぎる	カメラとモニターを離す
センサーを動作させても アラームが鳴らない	センサーが正しく接続されていない	センサーを正しく接続する

※上記の「処置」をほどこしても症状が変わらない場合はお買い求めの販売店、またはお客様相談室へご連絡ください。

主な仕様一覧

送信機(カメラ)	電源 : 6V ACアダプター
	無線到達距離:約70m(見通U距離)
	サイズ:幅 97 x 奥行 106 x 高さ 133mm
	質量:155g
	消費電流(最大): 340mA
	撮像素子:1/6 型カラー CMOS
	有効画素数:30 万画素(VGA)
	レンズ:f = 4mm
	視野角:約61度(画面対角)
	赤外線 LED 数:9 個
	赤外線投光距離:約 3m

無線技術情報	使用周波数带:2.4GHz
	変調方式:GFSK
	スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式
	映像化方式:モーション JPG
	工事設計認証番号:R203WWJN000071

	電源:6V ACアダプター
受 信	3,7V1200mA リチウムイオン電池
	サイズ:幅 74 x 奥行 38 x 高さ 133mm
機	質量:144g
) <u>%</u> (±	バッテリー充電時間:4時間
_	バッテリー寿命: A/V モード 4 時間
(モニター)	A モード 7 時間
	消費電流(最大): 240mA
	モニター: 2.4 インチ液晶
	出力フレームレート:平均 12 フレーム/秒
	映像出力解像度:320x240 pixels (QVGA)

7	動作温度範囲:0°C~ 40°C
ŏ	
他	

保証書(保証規定)

- 1. 「よべーる6800」はお買い上げの日から 1 年間保証いたします。
- 2. お客さまが取扱説明書に従った使用状態のもとで、保証期限内に万一故障した場合には、無償で修理または交換をさせていただきます。
- 3. 保証期限内でも次のような場合は有料修理とさせていただきます。
 - ① 本保証書のご提示のない場合
 - ② 本保証書にお客さま名、お買上げ年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
 - ③ 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
 - ④ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の仕様電源(電圧、周波数)などによる 故障および損傷
 - ⑤ お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
 - ⑥ 本製品に接続している当社指定以外の機器および消耗品に起因する故障および損傷
- 4. この保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

* 故障品の修理を円滑にかつ迅速に行うため、修理をご希望の際は、お買い上げ店またはお客さま相談室まで保証書を添付のうえ、ご郵送ください。 受信機か送信機のどちらの故障かわからない場合は、両方ともご郵送ください。

品番	受信機	NRM-6800RX		お客様相談室
	送信機	NRM-6800TX		株式会社エクセルエンジニアリング 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-10
製造番号			問合	坂田ビル5F
保証期間	お買い	ル上げ日から 1 年間 上げ日 年 月 日	せ先	TEL: 03-3516-1560 FAX: 03-3231-1530 http://www.excel-jpn.com
	ご住所	〒		
お客様	お名前	(フリガナ)		
	TEL	市外局番	()

販売店	製造発売元
	株式会社エクセルエンジニアリング
	〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-10 坂田ビル5F
	TEL: 03-3516-1560 FAX: 03-3231-1530 http://www.excel-jpn.com